

TEC03 – Especificações técnicas e de design do equipamento OxyGen2 #HOPE e pesquisa clínica

02/04/2020

Versão 2.0

1. Finalidade.....	2
2. Instruções de uso.....	2
3. Configurações de uso.....	2
4. Elementos funcionais.....	2
5. Esquema elétrico.....	3
6. Características do motor.....	3
7. Materiais.....	3
8. Medidas de proteção.....	4
9. Marcação.....	4

1. Finalidade

Ver: MAN01 Instruções de uso – Capítulo 1: Introdução


2. Instruções de uso

Ver: MAN01 Instruções de uso – Capítulo 4: Funcionamento

3. Configurações de uso

Ver: MAN01 Instruções de uso – Capítulo 4: Funcionamento

4. Elementos funcionais



Ver documento: A005 – Componentes do equipamento OxyGen.

Ver: MAN01 Instruções de uso

5. Esquema elétrico

Ver documento: TEC07_Esquema elétrico

6. Características do motor

Características Técnicas	OxyGEN
Peso kg	15 Kg
Motor	12V
Medidas máximas (mm)	493 x 283 x 485
Medidas máximas da embalagem(mm)	500 x 400 x 700
Características elétricas	
Tensão de trabalho	230 VAC
Frequência	50Hz
Durabilidade máxima	
Por equipamento	3.000 horas

Ver documento: T100 Características do motor e ver MAN01 Instruções de uso – Dados técnicos

7. Materiais

Os materiais usados no suporte são os seguintes:

- . Aço inoxidável
- . Nylon
- . Metacrilato
- . Aço
- . Silicone

8. Medida de proteção

O equipamento foi dispensado levando em consideração o documento LCOE sobre os requisitos básicos mínimos para sistemas de operador de reanimação automática.

As medidas técnicas, assim como as comprovações realizadas, são coletados os seguintes pontos:

Ver documento: SEG01_Catálogo requisitos OxyGen

Ver documento: TEC01_AMFE_02042020

Ver: MAN01 Instruções de uso – Capítulo 2: Advertências e precauções

Essas medidas foram validadas tendo em conta o catálogo de ensaios:

Ver documento: TEC05_Catálogo de ensaios pré-clínicos

9. Marcação

Ver documento: LEG01 – Marcação de rotulagem